



DEA DE ENTRENAMIENTO ULTRA-TRAINER

MARCA: PRESTAN

El Prestan® DEA UltraTrainer™ ofrece características que no se encuentran en ningún DEA de entrenamiento universal y es la representación más precisa de cómo funcionan los DEA actuales en el mercado.

CARACTERÍSTICAS:

Los instructores pueden personalizar sus clases de capacitación con opciones para activar o desactivar el metrónomo de compresión y / o el mensaje de voz "dar aliento".

Esta unidad compacta y liviana les dará a los estudiantes una experiencia de entrenamiento realista con almohadillas de entrenamiento que detectan cuando se colocan en un maniquí.

Almohadillas de entrenamiento de doble gráfico (adulto / niño)

Sistema de detección de la almohadilla

Almohadillas pre conectadas

Botón de entrenamiento infantil

Mensajes de voz específicos para DEA del niño

Simulación de choque automática o semiautomática.

Entrenamiento de RCP, aviso de voz de "Dar respiración"

Activar o desactivar el metrónomo de compresión

Activa o desactiva las indicaciones de "Dar respiración".

Advertencia de batería baja

Dos idiomas: inglés / español

Directrices 2015-compatibles y actualizables

Botón de reproducción / pausa

5 escenarios de entrenamiento

INCLUYE:

01 unidad DEA

Juego de almohadillas para adultos / niños

Botones de conexión adicionales

Instrucciones

Bolsa de transporte