



**MASED**  
REPRESENTACIONES SAC.

**Act+Fast**<sup>TM</sup>  
Anti Choking Trainer



## CHALECO DE ENTRENAMIENTO ADULTO EN CASO DE ASFIXIA O ATRAGANTAMIENTO CON ALMOHADILLA EN LA ESPALDA

MARCA: ACT FAST

El chaleco ajustable enseña a los estudiantes de manera fácil y efectiva la forma correcta de realizar compresiones abdominales (maniobra de Heimlich) sin usar un maniquí; este modelo también incluye almohadilla para palmaditas en la espalda para practicar golpes en la espalda.

Ajustable: talla única para todos los estudiantes

Se puede usar de pie, sentado, en el suelo o incluso para auto-rescate por asfixia usando un mostrador o una silla.

Cuando se realiza correctamente, un tapón de espuma se dispara al aire, lo que hace que la instrucción sea realista y deja a los estudiantes seguros.

### INCLUYE:

30 tapones de espuma

Bolsa de transporte de nailon