



DEA DE ENTRENAMIENTO PROFESIONAL PLUS

MARCA: PRESTAN

Prestan Professional AED Trainer PLUS ha incorporado muchas de las características que se encuentran en una variedad de AED, lo que lo convierte en una opción perfecta para demostrar cómo funciona un AED, sin importar la marca de AED que tengan sus estudiantes en sus instalaciones.

Características:

Capacidad español / inglés

Contiene 5 escenarios

Botón de entrenamiento infantil con indicaciones de voz específicas para niños

Activar o desactivar las indicaciones "dar respiraciones" y el metrónomo de compresión

Las almohadillas tienen un 'interruptor' incrustado que detecta que las almohadillas del entrenador AED están unidas al torso del maniquí.

Se puede utilizar para entrenar en versiones semiautomáticas y totalmente automáticas.

El módulo contiene el software y el idioma. Cuando cambian las pautas, solo es necesario reemplazar el módulo.

INCLUYE:

1 juego de almohadillas para adulto/pediátrico

1 módulo español / inglés

Control remoto

Instrucciones

Estuche de transporte