



SIMULADOR DE RCP PEDIÁTRICO CON LUCES DE RETROALIMENTACIÓN PACK DE 04 PEDIÁTRICOS

MARCA: PRESTAN

Este maniquí pediátrico solo para el torso permite a los estudiantes medir su propia tasa de compresión mientras practican la RCP. El monitor también permite a los instructores guiar a varios estudiantes a la vez.

Inclinación de la cabeza / elevación de la barbilla, elevación del pecho y puntos de referencia anatómicos
Clicker de compresión

Vías respiratorias desechables

El protector facial / bolsa pulmonar está asegurado para que no se resbale.

Sin látex

¡Nuevo monitor azul actualizado! Según lo recomendado por las Pautas de RCP de 2015 actualizadas, Prestan® ha llevado su monitor de frecuencia de RCP patentado e innovador al siguiente nivel de retroalimentación de calidad. Cuando los estudiantes practican compresiones de RCP en un maniquí infantil Prestan®, no solo verán cuándo han alcanzado y están manteniendo la velocidad mínima recomendada de 100 cpm, sino que también verán cuando alcancen el límite superior de 120 cpm.

INCLUYE

04 torsos pediátricos

50 bolsas boca-pulmon

Bolsa de transporte