



AGITADOR MAGNÉTICO

MARCA: Benchmark Scientific

Las placas calefactoras, agitadores y agitadores de placa calefactora de referencia cuentan con una superficie de trabajo de cerámica blanca excepcionalmente duradera y resistente a los productos químicos.

- Las placas calefactoras, agitadores y agitadores de placa calefactora de referencia cuentan con una superficie de trabajo de cerámica blanca excepcionalmente duradera y resistente a los productos químicos. Su diseño de espacio eficiente (huella de 8 X 9 pulgadas) los hace ideales para su uso en mesas de trabajo abarrotadas y dentro de campanas biológicas.
- Los controles avanzados del microprocesador con perillas de giro convenientes permiten un ajuste rápido y preciso y el mantenimiento de la velocidad y la temperatura. Los LED indicadores de seguridad en el panel frontal indican cuándo se han activado las funciones de calentamiento y/o agitación. Con una superficie de trabajo cuadrada de 7.1, los tres modelos son compatibles con una amplia variedad de tamaños populares de vasos de vidrio de borosilicato, matraz, botellas y otros recipientes.

Características Técnicas

AGITADOR MAGNÉTICO

 Información general	Rango de temperatura	80 a 380°C
	Rango de velocidad	60 a 1500 rpm
	Dimensiones de la plataforma	7,1 x 7,1 pulg. / 180 x 180
	Rango de temperatura de funcionamiento	+4 hasta +65°C
	Capacidad de agitación máx	3.5 litros
	Dimensiones: (w x d x h)	8 x 10 x 4,5 pulg./ 20 x 23 x 11,5 cm
	Peso	9 lbs (4 kg)
	Eléctrico	120V 60Hz o 230V 50Hz; 500W
	Garantía	2 años



NUESTRAS MARCAS

