



BAÑO MARIA CON AGITACIÓN


MARCA: Benchmark Scientific

La serie myBath está diseñada para garantizar una precisión y un rendimiento superiores en un espacio compacto. Con cuatro tamaños para elegir, hay un myBath para adaptarse a cada laboratorio.

- Todos los modelos myBath cuentan con cámaras de acero inoxidable sin costuras para una fácil limpieza y una larga vida útil. Las cámaras resisten el óxido y no tienen esquinas para recoger la suciedad o la contaminación. Las unidades más grandes de 8L y 12L tienen desagües para cambios de agua sin problemas. Los modelos 4L, 8L y 12L incluyen una cubierta transparente que se puede quitar o voltear hacia atrás en una bisagra trasera para ahorrar espacio en el banco. El diseño a dos aguas de la tapa desviar la condensación hacia la parte delantera y trasera del baño, lejos de las muestras. Los bastidores están disponibles para acomodar tubos de 1.5 / 2.0 ml, 15 ml y 50 ml dentro de los baños de 4L, 8L y 12L. El myBath 4L se suministra con los tres bastidores.

Características Técnicas

BAÑO MARIA CON AGITACIÓN

 Información general	Rango de temperatura	Ambiente +5° a 100°C
	Precisión de temperatura (2L / 4L)	+0,2°C
	Precisión de temperatura (8L / 12L)	+0,5°C
	Incrementos de temperatura (2L)	1.0°C
	Incrementos de temperatura (4L/8L/12L)	0.1°C
	Uniformidad de temperatura	± 0.2°C a 37°C
	Exterior (WxDxH) (2L)	6,5 x 8 x 6 pulgadas
	Exterior (WxDxH) (4L)	7,7 x 13,9 x 9 pulgadas
	Exterior (WxDxH) (8L)	11,2 x 17,5 x 12,4 pulgadas
	Exterior (WxDxH) (12L)	11,2 x 17,5 x 16,2 pulgadas
	Cámara (WxDxH) (2L)	5,5 x 6 x 4 pulgadas
	Cámara (WxDxH) (4L)	5,3 x 9,4 x 5,5 pulgadas
	Cámara (WxDxH) (8L)	9,5 x 12,8 x 5,9 pulgadas
	Cámara (WxDxH) (12L)	9,5 x 12,8 x 7,9 pulgadas
	Peso (2L)	4,5 lbs/ 2,0 kg
	Peso (4L)	15 lbs/ 6.5 kg
	Peso (8L)	17 lbs/ 8 kg
	Peso (12L)	17 lbs/ 8 kg
	Eléctrico	115V o 230V 50-60Hz

