



## BAÑO SECO DIGITAL

MARCA: Benchmark Scientific

El nuevo baño seco IsoBlock de Benchmark es ideal para la incubación de muestras a dos temperaturas diferentes, en una sola unidad compacta.

- El panel de control cuenta con grandes pantallas digitales de tiempo y temperatura. Ambos ajustes de un bloque se pueden ajustar en cualquier punto, sin afectar a los ajustes del otro bloque. La función de temporizador no es obligatoria; IsoBlock se puede utilizar para el calentamiento continuo.
- Varios bloques están disponibles para acomodar casi todos los tamaños de tubo populares. Además, los exclusivos bloques universales Quick-Flip aceptan tubos de 0,5 a 2,0 ml y, con solo un giro rápido hacia el otro lado, también acomodan tubos de 0,2 ml o tiras de PCR.
- El equipo cuenta con 2 cámaras aisladas (control independiente de tiempo y temperatura) y tapa con bisagras (mejora la uniformidad y conserva energía).

# Características Técnicas

## BAÑO SECO DIGITAL

 Información general	Rango de temperatura	Ambiente +5° a 105°C
	Precisión de temperatura	+0,3°C
	Uniformidad de temperatura	± 0.2°C
	Incrementos de temperatura	0.1°C
	Temporizador	Apagado o 1 min. a 99 h 59 min.
	Dimensiones	6,3 x 145 x 5 pulgadas / 16 x 36,5 x 13 cm
	Peso	10 lbs / 4.5kg 8 lbs / 4kg
	Garantía	2 años
	Eléctrico	120V o 230V 50-60Hz

