



CÁMARA DE ALTA RESOLUCIÓN AU-800-4K

MARCA: ACCU-SCOPE

La nueva cámara en color Excelis™ 4K Ultra High Definition ofrece imágenes en vivo 4K, 2160p, rápidas y completas en un monitor 4K. El Excelis 4K produce videos e imágenes con un rendimiento de color excepcional, resolución y claridad excepcionales para imágenes de microscopía en entornos clínicos, de investigación y educativos. El Excelis 4K le ofrece 3 formas de conectarse y ver imágenes. Conéctese directamente a un monitor 4K con el cable HDMI incluido y controle la cámara a través de su software incorporado, ¡sin necesidad de una PC! Conecte la cámara a una PC con el cable USB 3.0 suministrado y utilice nuestro completo software de imágenes CaptaVision+ para controlar la cámara, capturar y medir imágenes. Conecte la cámara a un puerto Ethernet y se puede controlar a través de una PC conectada a la misma red de área local (LAN) a través del software CaptaVision+.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Resolución increíble (¡cuatro veces más alta que HD!) y excelente reproducción del color

Vea imágenes en vivo 4K 2160p completas a 30 fps a través de HDMI a un monitor 4K (suministrado por el usuario)

3 formas de conexión: HDMI, USB 3.0 y Ethernet (cable Ethernet no incluido)

Unión en tiempo real (a través de CaptaVision+)

Fusión de profundidad de campo (a través de CaptaVision+)

Corrección inteligente de campo plano (a través de Captavision+)

Sensor CMOS de color Sony IMX183C

El software incorporado proporciona una operación independiente sin necesidad de una PC. Simplemente use el mouse incluido para ajustar la configuración de la cámara, capturar imágenes y videos en una memoria USB (suministrada por el usuario), calibrar la cámara y medir características en muestras.

El nuevo software de imágenes CaptaVision+ (incluido) ofrece un control total de la cámara, procesamiento de imágenes avanzado, interfaz de usuario personalizable, mediciones estáticas y dinámicas con capas y más (requiere PC; no incluido).

La montura C estándar se adapta fácilmente a la mayoría de los microscopios; Se recomienda un adaptador de cámara de 0,65X.

En la caja: cámara Excelis 4K, cable USB 3.0, cable USB 2.0, mouse USB 2.0, adaptador y cable de alimentación, software de imágenes CaptaVision+



NUESTRAS MARCAS

