



CENTRÍFUGA CLÍNICA, CON ROTOR FIJO DE 8 X 15 ML


MARCA: Benchmark Scientific

El equipo cuenta con controles intuitivos y una gran pantalla LED, no requiere programación o configuración antes de comenzar un ciclo.

- El equipo incluye un rotor de ángulo fijo de ocho posiciones para la centrifugación de tubos de sangre de 10 ml (16 x 100 mm) y tubos cónicos de 15 ml (17 x 120 mm). Los tubos de sangre más pequeños (12 x 75 mm y 12 x 100 mm) también son compatibles con el uso de adaptadores opcionales (C3100-ADP).
- Con controles intuitivos y una gran pantalla LED, no requiere programación o configuración antes de comenzar un ciclo. Simplemente use los botones arriba / abajo para seleccionar el tiempo de ejecución y presione "INICIO". El bloqueo de la tapa de seguridad está activado y el rotor acelera rápida y suavemente a 3.400 rpm. Una vez que se completa el tiempo de funcionamiento (o se presiona el botón "STOP"), el rotor se detiene por completo y el bloqueo de la tapa se desconecta para extraer las muestras. Ideal para estudios de Coag, PPP y análisis de orina.

Características Técnicas

CENTRÍFUGA CLÍNICA, CON ROTOR FIJO DE 8 X 15 ML

| | | |
|---|-----------------------------|---|
|  Información general | Velocidad | 3400 rpm |
| | Capacidad | 8 x 15ml |
| | Temporizador | hasta 99 min |
| | Dimensiones | 12 x 16 x 10,5 pulgadas / (30,5 x 40,6 x 26,7 cm) |
| | Peso | 21 lbs / 9.5 kg |
| | Eléctrico Voltaje universal | 115V o 230V 50-60 Hz; 100 |
| | Garantía | 2 años |



NUESTRAS MARCAS

