



## Destilador de Agua - WSB-04

MARCA: Human Lab

- Este equipo de purificación de agua, remueve la mayoría de sólidos disueltos y pirógenos del agua de caño o del agua pretratada.
- Operación automática gracias a su termostato y el switch del nivel de agua.
- Mantiene una protección por sobrecalentamiento por corte automático cuando la alimentación de agua es interrumpida.
- Fácil de limpiar removiendo el condensador.
- La cámara de doble pared de acero inoxidable permite el ahorro electricidad.

## CARACTERISTICAS TÉCNICAS

- Capacidad — 4L/ hora
- Fuente de poder — 220V AC/ 50-60 Hz
- Agua fría — 30L/ hora
- Dimensiones — 400 x 225 x 545 mm
- Calentador — 3 Kw
- Peso — 20Kg
- Material — Interior de acero inoxidable, exterior de lámina de acero pintada.
- Dispositivos de seguridad — Switch flotador del nivel de agua, termostato de sobrecalentamiento, válvula de corte del suministro de agua.



## NUESTRAS MARCAS

