



## Destilador de Agua Automático - WSA-04

MARCA: Human Lab

- Este equipo produce un destilado puro y libre de pirógenos con caldera automática.
- Operación automática cuando el reservorio está lleno se apaga solo.
- El tanque de almacenamiento es de acero inoxidable para la destilación.
- Sensor del nivel de agua en la cámara de calentamiento para proteger al equipo del sobrecalentamiento.
- Chequeo de los niveles de agua en el reservorio para iniciar o parar la destilación automáticamente.

## CARACTERISTICAS TÉCNICAS

- |                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| • Capacidad — 4L/ hora | • Fuente de poder — 220V AC/ 50-60 Hz |
| • Agua fría — 30L      | • Dimensiones — 730 x 430 x 580 mm    |
| • Calentador — 3 Kw    | • Peso — 28Kg                         |
| • Reservorio — 11Lt    |                                       |



## NUESTRAS MARCAS

