



FOTODOCUMENTADOR - GelDoc Go

MARCA: BIO-RAD

El sistema de imágenes GelDoc Go le ofrece una solución de imágenes de sobremesa en un paquete compacto y evolucionado. Adquiera imágenes de alta resolución y calidad de publicación de geles de ácidos nucleicos y proteínas. El diseño óptico avanzado para un área de imagen grande le permite obtener imágenes de hasta cuatro mini geles a la vez, pero aún conserva un tamaño compacto. Configure y controle fácilmente el GelDoc Go con el software Image Lab Touch. Potente para hacer avanzar su investigación. Lo suficientemente pequeño como para caber en cualquier lugar.

Bandejas del sistema de imágenes GelDoc Go

- Bandeja blanca para el sistema de imágenes GelDoc Go (12012165): Pkg de 1, bandeja de muestras blanca, para geles y manchas teñidas con manchas de coomassie azul, cobre, plata o zinc, incluye gel Alignment Kit (12012190), para su uso con el sistema de imágenes GelDoc Go.
- Bandeja sin rayos UV/manchas para el sistema de imágenes GelDoc Go (12012189): Pkg de 1, bandeja de muestras UV y sin manchas, para imágenes de manchas de fluorescencia, geles y manchas sin manchas, y geles teñidos con bromuro de etidio, SYPRO Ruby, Oriole o SYBR Stains, incluye Gel Alignment Kit (12012190), para su uso con el sistema de imágenes GelDoc Go.
- Bandeja azul para el sistema de imágenes GelDoc Go (12012160): Pkg de 1 bandeja de muestra azul, para aplicaciones de ácidos nucleicos con GelGreen o cualquier tinción SYBR, incluye Gel Alignment Kit (12012190) y gafas XcitaBlue (1708185), para su uso con GelDoc Go Gel Imaging System.

Software de análisis de imágenes Image Lab

El sistema GelDoc Go cuenta con el intuitivo software Image Lab Touch a bordo, con capacidades como captura automática de imágenes, análisis automático, preferencias del usuario y muchas otras características, lo que hace que las imágenes y el análisis en gel sean increíblemente fáciles.

Software de laboratorio de imágenes

Software Image Lab, PC o Mac, para captura automatizada de imágenes, optimización y análisis de datos 1D, para su uso con sistemas de imágenes GelDoc Go, ChemiDoc y GS-900

Características del software Image Lab Touch:

- o Configure rápidamente el sistema GelDoc Go para capturar su imagen, agregar notas y exportar o imprimir sus archivos.
- o Administre fácilmente las cuentas de usuario y establezca permisos y opciones de seguridad.
- o Funciona con el software de escritorio Image Lab para un análisis profundo y preciso de sus datos.



NUESTRAS MARCAS

