



## FUENTE DE PODER - PowerPac™ Basic

MARCA: BIO-RAD

Utilice la fuente de alimentación básica PowerPac para aplicaciones tales como gel vertical mini y midi y electroforesis horizontal sumergida, y secando con la celda Mini Trans-Blot®. La fuente de alimentación es totalmente programable para corriente o voltaje constante, temporizada o no temporizada.

### LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN:

- Modo de pausa para editar los parámetros de ejecución o detener y reanudar la ejecución.
- Detección de falla de energía en modo temporizado; cuando regrese la energía, la ejecución se completará.
- Detección automática de cambios rápidos en la resistencia y condiciones sin carga
- Compacto y apilable
- Patas abatibles para cambiar el ángulo de visión

## ESPECIFICACIONES:

Especificaciones de Salida: 10-300 V, totalmente ajustable en pasos de 1 V 4-400 mA, totalmente ajustable en pasos de 1 mA 75 W (máximo)

Tipo de Salida: Voltaje constante o corriente constante con cruce automático

Terminales de Salida: 4 pares de conectores banana empotrados en paralelo

Control de temporizador: 1 min-99h 59 min, totalmente ajustable

Función pausa / reanudación: Sí

Monitor: LED de 3 dígitos

Condiciones de operación: 0-40 °C; 0-95% de humedad en ausencia de condensación

Cumplimiento de seguridad: EN61010

Características de seguridad: Detección sin carga; detección rápida de cambio de resistencia, detección de fugas a tierra, detección de sobrecarga / cortocircuito, protección contra sobretensión, protección contra sobrecalentamiento

Protección de entrada: Fusible en caliente y neutral

Dimensiones (W x D x H), cm / in: 21 \* 24.5 \* 6.5 / 8.3 \* 9.6 \* 2.6

Peso, kg / lb: 1.1 / 2.4



# NUESTRAS MARCAS

