



KIT DE MICROPIPETAS VOLUMEN VARIABLE

MARCA: Gilson


Hecho de PVDF y acero inoxidable, PIPETMAN ofrece una durabilidad superior. Construido para durar, es la solución económica para años de pipeteo. Ofrece bajas fuerzas de pipeteo al tiempo que conserva los hábitos de pipeteo estándar. PIPETMAN permite horas de pipeteo cómodo y fácil.

- Reconocido como el estándar de pipeteo por su fiabilidad y durabilidad comprobada, es una pipeta de desplazamiento de aire totalmente ajustable que utiliza puntas desechables. PIPETMAN combina exactitud, precisión y durabilidad legendarias con un pipeteo y manejos fáciles. Las pipetas PIPETMAN vienen en una amplia gama de volúmenes con fuerzas de pipeteo reducidas para horas de pipeteo cómodo. El kit PIPETMAN® de 4 pipetas contiene cuatro pipetas que cubren transferencias de volumen de 0,2 µL a 1000 µL, que abordarán la mayoría de las necesidades de laboratorio. También incluye consejos, accesorios y nuestra guía de pipeteo. Exactas y precisas, las pipetas de desplazamiento de aire PIPETMAN® son reconocidas como uno de los estándares mundiales.



Características Técnicas

KIT DE MICROPIPETAS VOLUMEN VARIABLE

 Información general	Volumen ajustable o fijo	Volumen ajustable
	Tipo de pipeta	Desplazamiento manual del aire
	Número de canales	1
	Gama de pipetas	PIPETMAN
	Tamaño del paquete	1
	Unidad de tamaño de paquete	Cada
	Accesorios incluidos	4 soportes para pipetas individuales
	Tipo de eyector	Metal
	Modelos de pipetas incluidos	P2, P20, P200, P1000



NUESTRAS MARCAS

