

Torso para obstrucción

Info



Peso	5.5 kg
Dimensiones	79 x 46 x 25.5 cm
Marca	Simulaids

Descripción

Este torso de tamaño natural permite practicar procedimientos abdominales/torácicos para recuperar la respiración (maniobra de Heimlich) y aspirar la boca para despejar una vía aérea bloqueada. Cuando se hacen los procedimientos correctamente, el maniquí expelerá el objeto causante de la obstrucción. Fabricado con vinilo duradero para que al tacto parezca real.

Características:

- Marcas anatómicas como caja torácica, apéndice xifoides y horquilla esternal

Suministro con objetos obturantes, camisa y bolsa blanda para transporte