



## MICROCENTRIFUGE CON ROTOR COMBINADO PARA 4 X 5ML Y 4 X 1.5/2.0ML


MARCA: Benchmark Scientific

Para centrifugados rápidos de tubos centrífugos de 5 ml. Incluye adaptadores para tubos de sangre de 5ml. Comienza y se detiene con el cierre/apertura de la tapa. Adaptadores opcionales para centrifugar crioviales.

- La microcentrífuga incluye un rotor de cuatro posiciones para compatibilidad con una variedad de tubos de ensayo de 50 ml, incluidos tubos centrífugos de tapa a presión de 5 ml. Además, este rotor tiene cuatro ranuras adicionales para centrifugar microtubos estándar (1.5 / 2.0ml). Al cierre de la tapa, la centrífuga acelerará rápidamente a la velocidad fija de 5.500 rpm.
- Las posiciones del rotor de 5 ml aceptan tubos de centrífuga de 5 ml directamente, mientras que los tubos de sangre y cultivo de 5 ml (12 x 75 mm) se aceptan con los adaptadores incluidos. Las posiciones de microtubos están diseñadas para aceptar tubos de 0,5 ml y 0,2 ml con el uso de adaptadores opcionales.

# Características Técnicas

## MICROCENTRIFUGE CON ROTOR COMBINADO PARA 4 X 5ML Y 4 X 1.5/2.0ML

 Información general	Velocidad	5500 rpm / 2000 xg
	Capacidad	4 x 5 ml y 4 x 1,5/2,0 ml
	Dimensiones	5,75 x 8 x 4,25 pulgadas / (14,6 x 20,3 x 10,8 cm)
	Peso	2.2 lbs / 1 kg
	Eléctrico Voltaje universal	100-240V; 50-60Hz; 300W
	Garantía	2 años

