



MICROCENTRÍFUGA Z287-AZ216-MK

MARCA: Benchmark Scientific


Provista de once rotores diferentes, esta unidad cubre las aplicaciones más comunes.

No importa si se trata de un rotor angular, basculante, de placa o de hematocrito, siempre encontrará el accesorio adecuado para sus necesidades. Su atractivo diseño y el innovador panel de control con función "Touch-operation" y luz LED, que indica el estado de funcionamiento actual, completan la versatilidad de este modelo.

- La Z287-A supera las limitaciones establecidas por las microcentrífugas tradicionales que están restringidas únicamente a rotores de ángulo fijo para microtubos. En cambio, este modelo compacto de próxima generación presenta una línea expansiva de opciones de rotores oscilantes y de ángulo fijo que aceptan microplacas y tubos de ensayo de hasta 50 ml.
- Junto con una amplia gama de opciones de rotor disponibles, el Z287-A presenta un conveniente indicador de estado. Los usuarios pueden ver fácilmente el estado actual de la centrífuga. El LED se ilumina para indicar si el rotor está girando, si el funcionamiento se ha completado o si la centrífuga está inactiva en modo de espera.

Características Técnicas

MICROCENTRÍFUGA Z287-AZ216-MK

 Información general	Rango de velocidad	200 a 14.000 rpm
	RCF máx.	16.058 xg
	Capacidad máx.	6 x 50ml
	Dimensiones	14 x 17 x 10 pulgadas 35 x 43 x 26 cm.
	Temporizador	hasta 99 horas, 59 minutos y continuo
	Peso	39 libras (18 kg)
	Eléctrico	120V, 60Hz



NUESTRAS MARCAS

