



MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE DE 1-10ML

MARCA: Gilson

Los modelos PIPETMAN L cuentan con un código DataMatrix 2D para facilitar la trazabilidad. Utilice un escáner de código 2D para transferir el código automáticamente a cualquier sistema de trazabilidad o gestión de activos. Además, el número de serie de la pipeta está grabado en el cuerpo de la pipeta para una identificación única.

- Diseñado para el rendimiento y la comodidad, PIPETMAN® L viene en una amplia gama de modelos adaptados a sus necesidades en el laboratorio. Cómodo, preciso, exacto y fiable, utilice las pipetas PIPETMAN L con confianza en sus aplicaciones. Disponibles como volumen fijo o variable, las pipetas de desplazamiento de aire PIPETMAN L cubren un rango de volumen. Reduzca los errores de pipeteo y evite cambios accidentales de volumen durante los ciclos de pipeteo con un verdadero mecanismo de bloqueo de volumen para mejorar la exactitud y la precisión. Los modelos PIPETMAN L de volumen variable son totalmente esterilizables en autoclave sin desmontaje para una máxima comodidad y protección contra la contaminación cruzada. Los modelos de gran volumen están equipados con un eyector de punta de plástico para evitar el contacto directo con la punta y una mejor compatibilidad con productos químicos.



(511) 423 3900



987 735 505



961 900 112



/masedperu



/Mased_representaciones



Av. Universitaria Sur N° 1091-1097 – Lima




infoventas@masedperu.com



www.masedperu.com

Características Técnicas

MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE DE 1-10ML

 Información general	Rango de volumen	1-10 ml
	Volumen ajustable o fijo	Volumen ajustable
	Tipo de pipeta	Desplazamiento manual del aire
	Número de canales	1
	Gama de pipetas	PIPETMAN L
	Modelo de pipeta	P10L
	Tamaño del paquete	1
	Unidad de tamaño de paquete	Cada
	Tipo de eyector	Plástico

