



## Serie de microscopios estereoscópicos 3075

MARCA: ACCU-SCOPE

Nitidez y alta resolución, imágenes tridimensionales ofrecen a los usuarios un potente estéreo con zoom profesional diseñado para resistir un uso industrial. La gran gama de aumentos y la larga distancia de trabajo simplifica la observación haciendo el 3075 Zoom Microscopio estéreo ideal para la industrial inspección y aplicaciones educativas.

Claridad, profundidad de campo y resolución asombrosa

Nuestro estéreo con zoom más popular ofrece una excelente planitud y una tremenda profundidad de campo a través de nuestro sistema óptico Greenough más avanzado hasta la fecha. La serie 3075 Zoom Stereo, que incorpora lo último en diseños ergonómicos, ópticos y mecánicos, ofrece una claridad, un detalle y una reproducción precisa del color sin precedentes para aplicaciones industriales, OEM y de aula.

Excelencia por diseño

Utilizando los diseños ópticos y mecánicos más avanzados, la serie 3075 Zoom Stereo ofrece una resolución y claridad insuperables a un precio asequible. El nuevo diseño del ocular de ACCU-SCOPE brinda comodidad al usuario durante períodos prolongados de visualización mientras mantiene una reproducción de color excepcional.

Imágenes digitales en su máxima expresión

Con una amplia gama de adaptadores de montaje en C enfocables y junto con nuestras cámaras digitales HD, CCD o CMOS líderes en la industria, la serie 3075 Zoom Stereo ofrece imágenes sobresalientes para documentación fotográfica o video en vivo a hasta 60 fps con nuestras cámaras de video HD.

Diseño Modular, Máxima Flexibilidad

Ya sea que sus necesidades sean con iluminación incorporada, iluminación externa, larga distancia de trabajo o gran aumento, la serie 3075 Zoom Stereo se puede configurar para satisfacer necesidades individuales. Hay disponible una amplia gama de soportes, objetivos auxiliares, fuentes de luz y oculares

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cabezal de observación: Cuerpo de observación binocular o trinocular, inclinado 45° y giratorio 360°.

Oculares: WF10x/22mm de campo de visión con ajustes de dioptrías y protectores oculares incorporados

Soporte: Disponible con base de luz incidente/transmitida, pértiga, brazo con rodamiento de bolas, brazo flexible o soportes diascópicos

Platina: La placa de vidrio esmerilado de la base proporciona una iluminación uniforme y difusa; también se incluye una placa de contraste en blanco y negro

Sistema de enfoque: Grandes mandos de enfoque dobles con control de tensión ajustable para un enfoque rápido y sencillo

Accesorios: Protectores oculares, tapa antipolvo y manual de instrucciones incluidos

Oculares opcionales: Ocular enfocable WF 10x/22mm con retícula de 10mm/100 divisiones con línea cruzada, ocular WF 15x/16mm con dioptrías Ajuste de accesorios y protector ocular, ocular WF 20x/12mm con ajuste de dioptrías incorporado y protector ocular; retículas oculares Objetivos auxiliares: 0,3x, 0,4x, 0,5x, 0,75x, 1,0x, 1,5x, 2,0x



## NUESTRAS MARCAS

