



BENCHMIXER XL MULTI-TUBE VORTEXER

MARCA: Benchmark Scientific

La gran capacidad y adaptabilidad de BenchMixer XL lo convierten en una opción ideal para el laboratorio de rendimiento medio a alto.

- Es un mezclador de vórtice de alta resistencia diseñado para facilitar la mezcla manos libres en tubos, matraz, viales o cilindros. Es ideal para el método de análisis de pesticida y se adapta instantáneamente a una gama excepcionalmente amplia de recipientes, bastidores y aplicaciones (horizontales o verticales). El sistema de accionamiento equilibrado con precisión incluye un motor de gran tamaño que ofrece velocidades precisas y reproducibles de hasta 2500 rpm con un funcionamiento sin traqueteo y una vibración mínima. Se adapta a casi cualquier bastidor de tubos

Características Técnicas

BENCHMIXER XL MULTI-TUBE VORTEXER

 Información general	Rango de velocidad	500 -2500 rpm
	Temporizador	1 min. a 99 h. 59 min.
	Órbita	3,6 mm
	Dimensiones (pulgadas)	15 x 9,2 x 16,5
	Dimensiones (cm)	38,5 x 23,5 x 42
	Atenuaciones de plataforma	12 x 7 pulgadas / 30 x 17,8 cm
	Peso	29 libras (13 kg)
	Eléctrico	100 a 240V 50-60Hz; 60
	Garantía	2 años



NUESTRAS MARCAS

