



## ECÓGRAFO ECO 2

### ECOGRAFO DIGITAL PORTATIL ECO 2

MARCA: CHISON

MODELO: ECO 2

PROCEDENCIA: CHINA

ECO 2 es un potente y asequible sistema de diagnóstico por ultrasonido B & W portátil. Su avanzada tecnología de imágenes ofrece una gran calidad de imagen. El concepto de diseño orientado a las personas hace que las perspectivas de los productos sean ergonómicas y que el producto sea también económico y ecológico.

Ligero y ultra compacto de solo 6 kg. de peso y 15,5 cm. de ancho (cerrado).

Batería recargable integrada Li-ion de 4400 mAh de hasta 2,5 horas de duración.

Monitor de 12" LED con opción de pantalla completa que permite variar su ángulo de inclinación hasta 30°.

Flujo de trabajo intuitivo y fácil en el que con pocas pulsaciones de teclado puede terminar todo el proceso.  
2 conectores para sondas.

Memoria interna de 8 GB.

Las imágenes e informes se pueden guardar durante la exploración y ser estudiadas posteriormente en formato legible (jpg, pdf) en un PC.

Teclado retroiluminado que incluye teclas de función para realizar procesos de manera directa (crear informes, seleccionar la aplicación deseada, optimizar la imagen, guardarla y crear un CINE-Loop, acceder al paquete de cálculo (medición), imprimir.

#### Aplicaciones

Abdominal / OBS&GIN / Urología / Pediatría / Pequeños órganos / Periférica Vascular / Musculoesquelética convencional y superficial.

#### Modalidad de imagen:

B mode, M mode. PW

**Modalidad de visualización:**

B, B/B, 4B, M, B/M, PW

**Tecnología avanzada:**

- i-Image (Optimización de imagen inteligente)
- THI (Imagen armónica de tejido)
- SRA (Algoritmo de reducción de moteado)
- Imágenes compuestas
- Formador de haz digital completo
- Trapezoide
- Seguimiento PW automático
- Croma
- Modo de visualización de pantalla completa
- AIO (Imagen automática mejoramiento)

**Características:**

Paquetes de cálculo completo: medidas generales y mediciones clínicas  
Sistema de archivo de las imágenes EasyView™  
Sistema de gestión de la información del paciente  
Sistema de creación de importes  
Escala de grises: 256 niveles  
Bucle de imágenes: 256 fotogramas  
Zoom disponible en 4 niveles 8 controladores de ganancia sectorial  
3 puertos USB: 2 en el lado izquierdo y 1 en el derecho  
Puerto Ethernet, Salida video, puerto VGA  
Soporta impresora térmica y láser

**Transductores Opcionales:**

L7M-A lineal 5.3 – 10 MHz  
V6-A transvaginal 4.5 – 8.0 MHz  
C3-A sonda convexa 2.5 – 5.0 MHz  
MC6-A micro-convexa 4.5 – 8.0 Mhz

**Configuración estándar**

- Pantalla LED de alta resolución de 12 pulgadas
- 2 puerto de sonda activa
- Tarjeta de memoria 8G
- Puertos USB: lado izquierdo 2, dorso 1
- Puerto Ethernet
- Puerto de salida de video
- Puerto de salida VGA
- Puerto de conmutador de pedal
- Paquete de medición general
- Paquete de medición clínica
- Pantalla de visualización en varios idiomas
- EASYVIEW™: sistema de archivo de imágenes
- Sistema de gestión de información del paciente
- Sistema de informes de construcción
- Zoom inteligente
- Múltiples imágenes compuestas (MCI)
- Speckle Reduction Imaging (SRA)
- i-Image
- THI – segunda armónica – para mejorar la calidad de la imagen



# NUESTRAS MARCAS

