



## FILTRO DE JERINGA 0,22 um, PAQUETE DE 100

MARCA: AGTECH

Filtro de jeringa, estéril, 25 mm, 0,22 um, 100 unidades.

Este filtro de jeringa tiene una membrana de baja unión a proteínas para maximizar la recuperación de componentes críticos. Radiación gamma, empaquetado individualmente en blíster. Se conecta a la punta luer de la jeringa: pantalla de filtro de 0,2 u, diámetro del disco de 25 mm.



## NUESTRAS MARCAS

