



## PLACAS DE 4 Y 6 POCILLOS

MARCA: AGTECH

La placa de 4 y 6 pocillos son placas estériles y seguras para embriones, fabricada de conformidad con las normas de la FDA. No tratado. Rigurosamente probado, certificado y validado.

Probadas por ensayo de embrión de ratón en etapa de 1 célula (MEA)  
Y ensayo de supervivencia del esperma humano (HSSA)  
No pirógeno; lisado de amebocitos de limulus gel-clot (LAL)  
Ambos producido bajo ISO 13485 con trazabilidad de LOTE completa, poliestireno USP Clase VI.  
Gamma estéril.



## NUESTRAS MARCAS

