



# “Suzy”, Maniquí de entrenamiento de IA Porcina



## Nuevo enfoque de entrenamiento en inseminación artificial

“Suzy” es una cerda para entrenamiento de inseminación artificial (IA). La inseminación artificial puede ser practicada en un entorno seguro y adecuado, antes que los futuros técnicos deban trabajar con animales vivos.

“Suzy” está formada por un cuerpo de material plástico y órganos internos de silicona. Proporciona un **tracto genital (TG) muy realista** que puede extraerse para demostrar la anatomía y el proceso de IA como un paso inicial de la sesión de entrenamiento.

El TG de “Suzy” presenta un **cérvix**, similar al natural, de tal modo que puede practicarse la fijación del catéter de IA en el **cérvix**. Cuando el catéter introducido ha alcanzado la posición correcta en el **cérvix**, “Suzy” emitirá un sonido (“Oink”). Además, se puede practicar como evitar introducir el catéter de IA en la **uretra**, puesto que el TG de “Suzy” tiene una **abertura** que simula la entrada en la vejiga urinaria. También es posible realizar una inseminación con una dosis de semen, puesto que el TG posee un **drenaje**. Tanto la **IA tradicional** como la **IA post-cervical** se pueden practicar al usar el tracto genital PCAI. Este tracto presenta un tubo transparente, donde el entrenador puede ver el avance de la cánula interna del catéter PCAI.

“Suzy” permite flexibilidad en relación a los horarios y localización de cursos de entrenamiento de IA, y reduce el riesgo de lesiones a los animales por aprendices inexpertos. Los entrenamientos pueden repetirse las veces que sea necesario. Todas estas ventajas ayudan a proporcionar un **buen aprendizaje** y, en definitiva, una mejora del rendimiento de los técnicos en IA de cerdas.

### Características del producto

- Modelo realista de cerda, de su tracto genital y del **cérvix** que proporciona una sensación auténtica durante el entrenamiento de IA
- Enfoque modular que proporciona diferentes niveles de entrenamiento
- El paso de la cánula interna del catéter PCAI es muy natural a través de almohadillas palpables en el **cuello del útero**
- Sonido de confirmación cuando el catéter de IA ha sido introducido correctamente
- Se puede realizar un proceso completo de inseminación (con una dosis de semen)
- Modelo de entrenamiento compacto y liviano para facilitar el transporte y la limpieza



¡Aumente la eficiencia de sus cursos de entrenamiento de IA y contribuya a mejorar el bienestar animal!



## Información para pedidos

Cerda artificial "Suzy" - con tracto genital completo para entrenamiento en IA tradicional [REF.: 22400/0100](#)

Cerda artificial "Suzy" - con 2 tractos genitales completos para entrenamiento en IA tradicional y IAPC [REF.: 22400/0101](#)



## Kit de inicio incluye

[REF. 22400/0100:](#)  
100 catéteres de IA y 2 tubos Reprojelly

[REF. 22400/0101:](#)  
100 catéteres de IA, 25 catéteres de IAPC y 2 tubos Reprojelly



## Recambios

(1) **Parte exterior** con recto, vulva y cola [REF.: 22400/0105](#)

(2) **Tracto genital** para inseminación tradicional y postcervical (IAPC), consiste en: Oinkmaster, tubo vaginal y cervix [REF.: 22400/0106](#)

