



Analizador de humedad PMB

MARCA: ADAM

Con una operación simple y un tiempo de respuesta rápido, los analizadores de humedad PMB ofrecen el mejor valor en su clase.

Una sola bombilla halógena de 400 vatios calienta las muestras en incrementos seleccionables de 1 °C. Las tres opciones de calentamiento brindan a los usuarios la flexibilidad de personalizar los métodos de prueba y las temperaturas para diferentes materiales

CARACTERISTICAS TECNICAS

Capacidad: 50 gramos

Legibilidad: 0.001g / 0.01%

Repetibilidad: 0.001g

Unidades de pesaje: g, %M, %S, ATRO %M, ATRO %S

Calibración: Calibración externa

Tiempo de estabilización: 3.0

Tamaño de la cacerola: 3,9" de diámetro / 100 mm de diámetro

Linealidad: 0.002g

Fuente de alimentación: Cable de alimentación

Construcción: Aluminio fundido a presión

Interfaz: RS-232, USB

Temperatura de funcionamiento: 0° a 40°C / 32° a 104°F

Peso neto: 13,2 libras / 6 kg

Dimensiones totales: 9,8"x14,2"x7,3" / 250x360x185 mm (ancho x profundidad x alto)

Aprobaciones: N / A

Altura de los dígitos de visualización: 0,9"/24 mm

Tecnología de calefacción: Lámpara halógena individual de 400W

Configuración de la memoria: La memoria interna almacena hasta 99 resultados de pruebas y 49 configuraciones programables por el usuario



NUESTRAS MARCAS

