



Balanzas SEMI-MICRO Y ANALÍTICAS

MARCA: ADAM EQUIPMENT

Con una pantalla gráfica de alta resolución y funciones intuitivas, las balanzas analíticas y semimicro de Solis proporcionan una solución excepcional para laboratorios de todo el mundo. El Solis es ideal para laboratorios de investigación y control de calidad; enseñanza de las ciencias; conteo de precisión; y aplicaciones de producción y fabricación que necesitan resultados de precisión. Los usuarios pueden ver fácilmente los datos completos en la pantalla gráfica de gran tamaño. Una capacidad de visualización multilingüe permite el uso de la balanza en varias regiones. La formulación se simplifica, ya que Solis almacena hasta 99 datos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Capacidad: 220g

Legibilidad: 0.0001g

Repetibilidad: 0.0002g

Unidades de pesaje: g, mg, lb, oz, ct, GN, dwt, mm, ozt, T, tl.H, tl.S, tl.T, unidad personalizada

Calibración: Calibración externa

Tiempo de estabilización: 4.0

Tamaño de la cacerola: 3,1" de diámetro / 80 mm de diámetro

Linealidad: 0.0003g

Fuente de alimentación: Adaptador 24V 50/60Hz 500mA

Construcción: Plástico ABS

Interfaz: RS-232

Temperatura de funcionamiento: 10° a 30°C / 50° a 86°F

Peso neto: 14,8 libras / 6,7 kg

Dimensiones totales: 8.8"x14.7"x13.3" / 224x374x338mm (ancho x profundidad x altura)

Altura de los dígitos de visualización: 0,6"/15 mm



NUESTRAS MARCAS

