



Balanzas portátiles de precisión Highland

MARCA: ADAM

La balanza de precisión portátil Highland® ofrece características avanzadas en una balanza compacta y duradera que se apila para un fácil almacenamiento.

Con múltiples aplicaciones de pesaje, incluido el recuento de piezas, el pesaje porcentual y la acumulación, Highland proporciona un pesaje rápido y preciso en una serie de entornos diferentes, desde la investigación científica en el laboratorio o el campo hasta las operaciones de fabricación.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Capacidad: 120g

Legibilidad: 0.001g

Repetibilidad: 0.002g

Unidades de pesaje: g, lb, oz, N, GN, ct, dr, dwt, mm, ozt, T, tl.H, tl.S, tl.T

Calibración: Calibración externa / Calibración manual interna

Tiempo de estabilización: 2.0

Tamaño de la cacerola: 4,7" de diámetro / 120 mm de diámetro

Linealidad: 0.003g

Fuente de alimentación: Adaptador 12VDC 800mA / Batería interna recargable

Construcción: Plástico ABS

Interfaz: RS-232, USB

Temperatura de funcionamiento: 0° a 40°C / 32° a 104°F

Peso neto: 4,4 libras / 2 kg

Dimensiones totales: 6,9"x9,9"x3,1" / 174x252x80 mm (ancho x profundidad x altura)

Marca de seguridad eléctrica: CE, cUL

Aprobaciones: N / A

Altura de los dígitos de visualización: 0,7"/18 mm

Duración de la batería (horas): 24.0

Residentes de California: Haga clic aquí para ver la advertencia de la Propuesta 65



NUESTRAS MARCAS

