



Básculas médicas digitales MDW

MARCA: ADAM EQUIPMENT

Con una construcción resistente y funcionalidad BMI, las básculas de salud y fitness MDW ofrecen una solución asequible para instalaciones médicas y brindan características prácticas para vestuarios escolares, gimnasios y centros de acondicionamiento físico. Las básculas digitales MDW incluyen una base de metal resistente y una plataforma de pesaje antideslizante para un pesaje seguro y accesible.

La MDW 300L es una báscula digital que calcula el peso, la altura y el índice de masa corporal (IMC), y cuenta con ruedas para facilitar su movilidad. El asequible MDW 250L es digital con batería integrada.

Todas las básculas MDW cuentan con una varilla de altura ajustable para lecturas de altura precisas.

Hardware

- La plataforma antideslizante garantiza la seguridad al subir y bajar de la báscula
- El tallímetro facilita la medición de niños y adultos mientras se pesa
- Construcción metálica para base y pilar

CARACTERISTICAS TECNICAS

Capacidad: 550 libras / 250 kg

Legibilidad: 0,2 libras / 0,1 kg

Repetibilidad: 0,2 libras / 0,1 kg

Unidades de pesaje: kg, libras

Calibración: Calibración externa

Tiempo de estabilización: 3.0 s

Tamaño de la cacerola: 14,8"x10,8"/375x275mm

Linealidad: 0,2 libras / 0,1 kg

Fuente de alimentación: Batería interna recargable / adaptador 12VDC 500mA

Temperatura de funcionamiento: 5° a 40°C / 41° a 104°F

Peso neto: 33,1 libras / 15 kg

Dimensiones totales: 21,1"x10,8"x37" / 535x275x940 mm (ancho x profundidad x alto)

Altura de los dígitos de visualización: 0,9"/22 mm

Varilla de altura: sí



NUESTRAS MARCAS

