



ESPÉCULO PARA OVINO/CAPRINO/ CANINO

MARCA: MINITUBE

Mango con lámpara integrada. El mango tiene baterías y lámpara integrados. Largo total: 240 mm. Diámetro: 17.3 mm. Se usa con tubos de plástico desechables (Ref. 17373/0001; no incluidos).

CONSUMIBLE:

- Tubos de plástico transparente de recambio para espéculo, punta redonda, desechable, 19 cm de longitud y 17,3 mm de diámetro, 50/bolsa.



NUESTRAS MARCAS

