



Iluminador de luz azul

MARCA: MAJOR SCIENCE

El transiluminador de luz azul separa su tapa ámbar de 580 nm del cuerpo y hace que el iluminador sea más delgado y liviano. Al igual que la última generación de BluView Transilluminator, está repleto de luz LED azul segura de 470 nm. Con un tamaño de imagen de 153x153 mm, puede colocar cualquier gel pequeño de tamaño midi en la parte superior del transiluminador. El BluView.

Transilluminator también es compatible con Digimage System y Smartview Simple System para usar como un sistema de imágenes de luz azul.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Gato. No:	MBE-200A
Dimensión (WxLxH):	Aprox. 7,9"x7,9" x0,6" (200 x 200 x 13,9 mm)
Área de visualización (WxL):	6"x6" (153x153mm)
Fuente de luz azul:	254
Diseño de la base del iluminador:	Cama plana
Longitud de onda de luz azul:	470nm
Apagado automático:	Aprox. 6 min
Material:	Aleación de aluminio
Poder:	CC 12V, 2A
Peso:	Aprox. 1,68 lb (760 g)



NUESTRAS MARCAS

