



## MICROPIPETA ELECTRONICA DE 100-1200 $\mu$ L

MARCA: Gilson

Fácil de usar utiliza una operación de dos botones para llegar a todas las opciones de menú. Simplemente desplácese entre los cuatro modos de pipeteo estándar (pipeta, repetitivo, mezcla e inverso) o elija crear fácilmente protocolos personalizados. Con el avanzado software PIPETMAN M, puede crear su propio protocolo que incluye hasta 40 tareas y transferirlo con confianza a su pipeta.

- Proporciona a sus tareas de pipeteo la consistencia que usted esperaría de los sofisticados sistemas de manejo de líquidos. Diseñadas para garantizar la precisión y la reproducibilidad tanto en modo de pipeteo estándar como repetitivo, las pipetas PIPETMAN M son sinónimo de preparación fiable de muestras. Del mismo modo, los modelos multicanal PIPETMAN M eliminan la variabilidad del usuario del llenado de placas. Con su mecanismo de transmisión de pistón patentado, los modelos multicanal proporcionan una consistencia absoluta en la distribución de volúmenes en cada canal. Construida con materiales resistentes, la pesa PIPETMAN M está optimizada para crear una pipeta perfectamente equilibrada con prácticamente cero fuerzas de pipeteo para horas de comodidad de pipeteo. Su galardonado cuerpo de diseño descansa cómodamente en su mano y requiere solo una corta distancia de golpe, lo que ayuda a reducir las lesiones por estrés repetitivo.

## Características Técnicas

### MICROPIPETA ELECTRONICA DE 100-1200 $\mu$ L

 <b>Información general</b>	Rango de volumen	100-1200 $\mu$ L
	Volumen ajustable o fijo	Volumen ajustable
	Tipo de pipeta	Desplazamiento electrónico del aire
	Conexo	No conectado
	Número de canales	1
	Gama de pipetas	PIPETMAN M
	Modelo de pipeta	P1200M
	Tamaño del paquete	1
	Unidad de tamaño de paquete	Cada



## NUESTRAS MARCAS

