



MICROPIPETA MULTICANAL DE 12 VOLUMEN VARIABLE DE 0.5-10UL

MARCA: Gilson

Reduzca los errores de pipeteo y evite cambios accidentales de volumen durante los ciclos de pipeteo con un verdadero mecanismo de bloqueo de volumen para mejorar la exactitud y la precisión.

- Diseñado para el rendimiento y la comodidad, viene en una amplia gama de modelos, adaptados a sus necesidades en el laboratorio. Cómodos, precisos, exactos y fiables, los modelos multicanal de volumen variable PIPETMAN L ofrecen un rendimiento optimizado en todos los canales para una entrega uniforme de muestras y son soluciones perfectas para el pipeteo en microplacas.
- Disponibles como volumen fijo o variable, las pipetas de desplazamiento de aire PIPETMAN L cubren un rango de volumen completo, incluye Modelos de canal único de volumen variable que cubren un rango de volumen de 0,2 L a 10 ml. Modelos multicanal de volumen variable que cubren un rango de volumen de 0,5 L a 1200L, incluidos cuatro modelos equipados con anillos en V (VR) en la parte inferior de los soportes de punta para un ajuste adecuado con la mayoría de las marcas de puntas, cubriendo un rango de volumen de 20 μ L a 300 μ L. Modelos de canal único de volumen fijo que cubren un rango de volumen de 1L a 5000L.

Características Técnicas

MICROPIPETA MULTICANAL DE 12 VOLUMEN VARIABLE DE 0.5-10UL

 Información general	Rango de volumen	0.5-10 µL
	Volumen ajustable o fijo	Volumen ajustable
	Tipo de pipeta	Desplazamiento manual del aire
	Número de canales	12
	Gama de pipetas	PIPETMAN L
	Modelo de pipeta	P12X10L
	Tamaño del paquete	1
	Unidad de tamaño de paquete	Cada
	Tipo de eyector	Plástico



NUESTRAS MARCAS

