



## MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE DE 100-1000UL

MARCA: Gilson

Los modelos PIPETMAN L de volumen variable son totalmente esterilizables en autoclave sin desmontaje para una máxima comodidad y protección contra la contaminación cruzada. Los modelos de gran volumen están equipados con un eyector de punta de plástico para evitar el contacto directo con la punta y una mejor compatibilidad con productos químicos.

- Diseñado para el rendimiento y la comodidad, PIPETMAN<sup>®</sup> L viene en una amplia gama de modelos adaptados a sus necesidades en el laboratorio. Cómodo, preciso, exacto y fiable, utilice las pipetas PIPETMAN L con confianza en sus aplicaciones. Disponibles como volumen fijo o variable, las pipetas de desplazamiento de aire PIPETMAN L cubren un rango de volumen completo, including\_. Modelos de canal único de volumen variable que cubren un rango de volumen de 0,2 µL a 10 ml. Modelos multicanal de volumen variable que cubren un rango de volumen de 0.5 µL a 1200 µL, incluidos cuatro modelos equipados con anillos en V (VR) en la parte inferior del soporte de la punta para un ajuste adecuado con la mayoría de las marcas de puntas, cubriendo un rango de volumen de 20 µL a 300 µL. Modelos de canal único de volumen fijo que cubren un rango de volumen de 1 µL a 5000 µL

## Características Técnicas

### MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE DE 100-1000UL

 <b>Información general</b>	Rango de volumen	100-1000 µL
	Volumen ajustable o fijo	Volumen ajustable
	Tipo de pipeta	Desplazamiento manual del aire
	Número de canales	1
	Gama de pipetas	PIPETMAN L
	Modelo de pipeta	P1000L
	Tamaño del paquete	1
	Unidad de tamaño de paquete	Cada
	Tipo de eyector	Metal



## NUESTRAS MARCAS

