



PAJILLAS O PAJUELAS IRADIADAS PARA EMBRIONES 0.25 ML Y 0.5 ML

MARCA: AGTECH

¡Utilice estas pajuelas transparentes e irradiadas de 0,25 ml y 0,50 ml sin riesgo de óxido de etileno! El tapón de mecha y polvo sella más fuerte cuando se humedece correctamente, lo que reduce la posibilidad de "explosiones". Las pajillas se empaquetan 5 por bolsa con cierre hermético para que no tenga que exponer y usar las 50 pajillas a la vez. 10 bolsas/50 pajuelas por paquete.



NUESTRAS MARCAS

