



## PIPETA DE IA PARA OVINO/CAPRINO CON PUNTA EXCÉNTRICA

MARCA: MINITUBE

Pipeta de inseminación con punta excéntrica para IA intracervical bajo control visual con espéculo. Uso con pajuelas 0,25 ml y 0,5 ml y con Minitubos. También con semen fresco en jeringa con adaptador. 50 / bolsa

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Para semen congelado en pajuelas, use pipeta con: Inseminador para pequeños rumiantes, para pajuelas de 0,25/0,5 ml y Minitubos, para ser utilizado con pipetas de punta excéntrica  
REF. : 17320/0000
- Para semen en jeringa, use pipeta con: Adaptador para pipeta IA, con trozo de tubo  
REF. : 17500/1000
- Jeringa desechable, 5 ml, con extremo Luer, esterilizado, todo plástico, no espermicida, 100/paquete REF. : 19801/0005



## NUESTRAS MARCAS

