



## PIPETA UNIVERSAL DE INSEMINACION ARTIFICIAL PROFUNDA EQUINA, 65 CM, 5/BOLSA

MARCA: MINITUBE

Apropiada para semen fresco y semen congelado en pajuelas. Pipeta larga y muy flexible para introducir profundamente en el útero.

### CARACTERISTICAS TECNICAS

- Punta redonda y lisa para introducción suave
- Mango largo y flexible que facilita el manejo
- Punta moldeada de precisión con cono interno para pajuelas de 0,5 ml, permite una aplicación directa del semen en el útero y asegura la transferencia del 100 % del semen
- Sistema de recarga: con el instrumento de inseminación flexible se puede recargar la pipeta in situ consecutivamente con pajuelas de 0,5 ml
- Mango con adaptador que se ajusta a jeringas y pajuelas Macrotubo
- También disponible en otros tamaños: 57 cm y 75 cm.

## ACCESORIO:

- Inseminador flexible para pipeta de IA equina Universal de 65 cm, con pajuelas 0,5 ml  
REF.: 17209/1065
- Instrumento de inseminación flexible para facilitar la inseminación intrauterina o transcervical con una pipeta Universal y pajuelas de 0,5 ml. Dos nudos permiten retirar pajuelas de 0,5 ml vaciadas y recargar la pipeta. Hecho de acero inoxidable.



## NUESTRAS MARCAS

