



## PISTOLA DE INSEMINACION ARTIFICIAL EN OVINO/CAPRINO

MARCA: MINITUBE

QuickLock inyector de inseminación para ruminantes pequeños, a ser usado con vainas Universales (Ref. 17350/0010). Se puede combinar con todo tipo de pajuela: 0,25 ml, 0,5 ml y Minitubos. Apropia- do para inseminación vaginal sin espéculo. Sistema de fijación de la vaina muy práctico. Pajuelas se vacían completamente sin producir reflujo.

### CARACTERISTICAS TECNICAS

- QuickLock inseminador para pequeños rumiantes, para utilizar con las vainas universales. Apto para todo tipo de pajuelas (0,25 ml, 0,5 ml y Minitubos). Para IA intravaginal sin espéculo. Sistema de seguridad para vainas. Vaciado total de las pajuelas sin reflujo.
- Vaina Universal para inseminación de ovejas con QuickLock y para todo tipo de pajuelas. Punta suave y redonda, fácil de usar, 50/bolsa



## NUESTRAS MARCAS

