



## SAFEBLUE SPIRETTE® CATÉTER DE INSEMINACIÓN PARA CERDAS

MARCA: MINITUBE

Catéter de inseminación con punta tipo espiral empacado con el concepto SafeBlue de higiene: incremento de las tasas reproductivas comprobado. Los catéteres son esterilizados, pre-lubricados y empacados individualmente en una vaina higiénica.

## CARACTERISTICAS TECNICAS

- La punta de la Spirette® es una fiel copia de la naturaleza y sella y estimula perfectamente al cervix de la cerda. Produce un cierre fuerte en el cervix y permite así una inseminación exitosa.
- Con mango en el extremo del catéter, con cierre para cerrar al final de la inseminación y no permitir caída de semen.
- El catéter esterilizado permanece limpio y libre de contaminación durante el almacenamiento y hasta la inseminación.
- Cada catéter es esterilizado y empacado individualmente en una vaina sanitaria.
- La punta del catéter está provista de un lubricante inocuo para los espermios.
- Debido a la vaina sanitaria protectora, el catéter permanece limpio durante la inserción en la vulva, y la punta se empuja hacia afuera de la vaina sólo en el área limpio.
- Se reducen preparaciones que ocupan mucho tiempo; una limpieza seca de la vulva es suficiente.
- No hace falta manejar un lubricante.
- La vaina contiene una línea perforada para removerla fácilmente.
- El sistema SafeBlue produce mejores tasas de preñez y números de camada.



## NUESTRAS MARCAS

