



SONOEYE P6VET

MARCA: CHISON

Chison SonoEye P6 VET es el ultrasonido portátil más ligero con la velocidad de respuesta más rápida. Hecho específicamente para dispositivos Android, SonoEye es su tercer ojo en cualquier momento y en cualquier lugar. Por una fracción del costo de un ultrasonido tradicional y con un peso menor que un teléfono, puede brindar resultados inmediatos a sus clientes. Con una capacidad de imagen increíble y una usabilidad intuitiva, SonoEye es una excelente opción para veterinarios.

ESPECIFICACIÓN BÁSICA

- Frecuencia de 6.0 a 10 MHz,
- Microconvexo

APLICACIÓN:

- Pequeños y medianos animales
- Abdominal
- Cardíaco

MODO DE VISUALIZACIÓN:

- Modo B
- Modo M
- Modo de color
- Modo PW (Doppler pulsado)
- Doppler de poder

EXTRAS

- Sumergible hasta 1 metro de profundidad durante 30 min.
- Carga de batería, transferencia de información, impresión y control WIRELESS

Incluye:

- 01 SonoEye P6 Vet
- 01 Tablet
- 01 Cargador de Tablet
- 01 Maleta de transporte



NUESTRAS MARCAS

