



VITRIFICATION UNIT, CONJUNTO PARA LA VITRIFICACIÓN DE EMBRIONES Y OVOCITOS

MARCA: MINITUBE

Conjunto para vitrificar embriones u ovocitos en pajuelas OPS (= open pulled straws) o pajuelas convencionales.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Caja de poliestireno con elementos en acero inoxidable para nitrógeno líquido
- Material fungible: OPS, contenedor OPS, pajuelas estériles (0,25 ml), casetes planos
- Manual con descripción detallada del desarrollo de los medios



NUESTRAS MARCAS

